

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière Québec 	Biologie MédicaleLaboratoire Manuel de procédures pré-analytiques Instructions au clinicien	
PRELEVEMENT DE LIQUIDE PLEURAL		
N° Procédure: MIC-IPA-020	Version : 001	Statut : Actif

1. Matériel requis

- Seringue et aiguille
- Bouteille pour hémoculture pédiatrique

2. Prélèvement

- Nettoyer les bouchons de la bouteille d'hémoculture avec 2 tampons alcool 70% différents
- **Laisser sécher au moins 1 minute**
- Procéder à la ponction de liquide pleural avec seringue et aiguille (au minimum 5 ml).
- Retirer l'air présent dans la seringue
- Inoculer les premiers 3 à 5 ml dans la bouteille pédiatrique
- **Garder au moins 5 ml pour la culture bactérienne/ coloration de Gram et un autre 5ml supplémentaire si une recherche de mycobactérie est demandée afin de s'assurer d'avoir une sensibilité optimale**
- Retirer l'aiguille et en disposer dans un contenant jaune prévu à cet effet.
- Refermer l'extrémité de la seringue à l'aide d'un capuchon prévu à cet effet
- Faire la double identification du prélèvement (identifier chaque bouteille et seringue)
- Acheminer au laboratoire dans les plus brefs délais

3. Conservation

- Conservez à la température de la pièce.

4. Transport

- Apportez l'échantillon, informatisé ou accompagné de la requête d'analyse dûment complétée, à la réception du laboratoire (SB-A-031) ou laboratoire de microbiologie (SB-A-017) dès que possible

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière Québec 	Biologie Médicale Manuel de procédures pré-analytiques Instructions au clinicien Laboratoire	
PRELEVEMENT DE LIQUIDE PLEURAL		
N° Procédure: MIC-IPA-020	Version : 001	Statut : Actif

5. Renseignements additionnels

- Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la réception du laboratoire au (450) 759-8222 poste 2606 (jour ouvrable entre 8 et 16 heures).

Martine Lavergne, MD
Microbiologiste-infectiologue

Jean-François Boisvert, MD
Microbiologiste-infectiologue

Soraya Boukhoudmi, MD
Microbiologiste-infectiologue

Anaïs Lauzon-Laurin, MD
Microbiologiste-infectiologue