

<p>Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière</p> <p>Québec </p>	<p>Biologie Médicale Laboratoire Manuel de procédures pré-analytiques Instructions au patient</p>	
<p>PRELEVEMENT POUR RECHERCHE DE MYCOBACTERIE (BK) DANS L'URINE</p>		
<p>N° Procédure: MIC-IPAS-003</p>	<p>Version : 005</p>	<p>Statut : Actif</p>

1. Prélèvement

- Après vous être lavé les mains, lavez au savon la région génitale et rincez à l'eau.
- Ouvrez le contenant stérile en prenant garde de ne pas toucher l'intérieur avec les doigts.
- En écartant le prépuce ou les grandes lèvres avec une main, commencez à uriner en laissant tomber les premiers ml dans la toilette.
- Récoltez ensuite l'urine **en remplissant le contenant si possible**.
- Finissez d'uriner dans la toilette.
- Refermez bien le contenant pour en assurer l'étanchéité en prenant soin de ne pas toucher l'intérieur.
- Indiquez votre nom, no de dossier et la date et l'heure du prélèvement sur le pot ; puis mettre le pot dans un sac «ziploc».

2. Conservation

- Conservez **au réfrigérateur** en attendant le transport.

3. Transport

- Apportez l'échantillon, accompagné de la requête d'analyse dûment complétée, à la réception du laboratoire (SBA-31) **dès que possible, les jours ouvrables seulement**.
- Délai maximal : 18 heures après le prélèvement, si conservé au réfrigérateur.

4. Renseignements additionnels

- Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la réception du laboratoire au (450) 759-8222 poste 2606 (jour ouvrable entre 8 et 16 heures).

Martine Lavergne, MD
Microbiologiste-infectiologue

Maryse Cayouette, MD
Microbiologiste-infectiologue

Jean-François Boisvert, MD
Microbiologiste-infectiologue

Soraya Boukhoudmi, MD
Microbiologiste-infectiologue

Anaïs Lauzon-Laurin, MD
Microbiologiste-infectiologue