

PRELEVEMENT VAGINAL POUR RECHERCHE DE VAGINOSE BACTERIENNE

N° Procédure: MIC-IPA-020

Version : 001

Statut : Actif

Matériel requis

- Écouvillon et milieu de transport Stuart.
- Crayon à l'encre permanent

Prélèvement

**** Prélèvement effectué en clinique médicale ou en CLSC seulement.

Tous les spécimens prélevés ailleurs seront rejetés. ****

Attention, aucun lubrifiant ne doit être utilisé avant le prélèvement

- Retirer l'écouvillon stérile de sa gaine, en évitant de contaminer l'embout ou la tige. Ne pas poser l'écouvillon sur une surface. Si l'embout de l'écouvillon est touché ou l'écouvillon est posé, le jeter et utiliser un nouveau de kit de prélèvement. Vérifier la présence de l'embout d'écouvillon.
- Maintenir la tige par le bouchon.
- Faire doucement glisser l'écouvillon dans le vagin sur 6 cm. Si l'écouvillon ne glisse pas facilement, le faire tourner doucement tout en le poussant. S'assurer que l'écouvillon touche les parois du vagin de sorte que l'humidité soit absorbée par l'écouvillon.
- Faire tourner l'écouvillon pendant 10 s.
- R ressortir l'écouvillon sans toucher la peau.
- Insérer complètement l'écouvillon dans le tube de transport, de manière à ce que l'embout atteigne le fond du tube.
- **Inscrire sur le tube**
 - **Nom et prénom**
 - **Numéro de dossier de l'hôpital ou numéro de RAMQ**
 - **Date et heure du prélèvement.**
- Transporter au laboratoire de test en respectant les exigences de conservation et de stabilité indiquées plus bas.

Conservation

- Conservez à la température de la pièce jusqu'au transport.

Transport

- Apportez l'échantillon, accompagné de la requête d'analyse dûment complétée, à la réception du laboratoire (CHDL, 1000 boul. St-Anne, St-Charles-Borromée, QC, J6E 6J2, local SB-A-031) **dès que possible** (durant les heures ouvrables, aucun rendez-vous nécessaire)

PRELEVEMENT VAGINAL POUR RECHERCHE DE VAGINOSE BACTERIENNE

N° Procédure: MIC-IPA-020

Version : 001

Statut : Actif

- Délai maximal : 24 heures après le prélèvement.

Renseignements additionnels

- Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la réception du laboratoire au (450) 759-8222 poste 2606 (jour ouvrable entre 8 et 16 heures).

Martine Lavergne, MD
Microbiologiste-infectiologue

Jean-François Boisvert, MD
Microbiologiste-infectiologue

Soraya Boukhoudmi, MD
Microbiologiste-infectiologue

Anaïs Lauzon-Laurin, MD
Microbiologiste-infectiologue