

ANNEXE D (v4)

Cyclosporine , Néoral , Prograft , Sirolimus , Tacrolimus Rapamune

Code : CYCLB PROGR SIROL TACRO SIROL

Ces envois se font selon le mode « réfrigéré » Voir le protocole.

Selon le patient, il y a 6 5 différentes destinations pour l'envoi de dosage de médicaments anti-rejet. À la saisie de requête, le préleveur a été invité à inscrire où le patient a été greffé. Inscrire sur le carton destiné à la secrétaire le lieu de l'envoi.

- ◆ Hôpital Ste-Justine
- ◆ CHUM ~~Pavillon St-Luc~~
- ◆ CHUM ~~Pavillon Notre-Dame~~
- ◆ Hôtel-Dieu de Québec
- ◆ CH Maisonneuve Rosemont
- ◆ CUSM
- ◆ CHUM

CELLCEPT

Code : CELLC = acide mycophénolique

- ◆ CHUM (tube rouge) : Centrifuger et décanter. Envoyer le sérum congelé
- ◆ Hôtel-Dieu de Québec (1 tube lavande) : Centrifuger et décanter. Envoyer le plasma congelé
- ◆ Institut de cardiologie : (1 tube lavande) : Centrifuger et décanter. Envoyer le plasma congelé

La liste des différents patients et le centre hospitalier où sont conservés leurs dossiers, est au poste des envois externes. Cette liste est mise à jour régulièrement

