



- Unités prioritaires :**
- Urgences
 - Soins intensifs
 - Bloc opératoire
 - Natalité/néonatalité

No de poste au laboratoire CHDL : 2642
No de poste au laboratoire HPLG : 32309

Unités prioritaires : Venir au laboratoire récupérer votre pochette prévue à cet effet.

Autres unités : Téléphoner au laboratoire afin d'obtenir les requêtes et étiquettes nécessaires et suivre la procédure du laboratoire

Arrêt imprévu

L'arrêt n'est pas planifié (panne).

Arrêt prévu

L'arrêt était planifié et communiqué (maintenance).

Unités prioritaires : Utiliser votre pochette prévue à cet effet.

Autres unités : Téléphoner au laboratoire afin d'obtenir les requêtes et étiquettes nécessaires et suivre la procédure du laboratoire

- Unités prioritaires :**

- Urgences
- Soins intensifs
- Bloc opératoire
- Natalité/néonatalité

No de poste au laboratoire CHDL : 2642
No de poste au laboratoire HPLG : 32309

Oui

Utiliser l'étiquette SoftWebPlus pour identifier le prélèvement.

Non

SoftWebPlus : Requête saisie avant l'arrêt et prélèvement **NON SCANNÉ PRÉLEVÉ** mais étiquette imprimée.

SoftWebPlus : Aucune saisie de la requête avant l'arrêt.

Les résultats critiques seront transmis par téléphone et par télécopieur, conformément à la procédure habituelle.

Les résultats seront transmis par le laboratoire via le télécopieur sécurisé de l'unité.

Acheminer le prélèvement au laboratoire en utilisant le moyen de transport habituel.

